

Rękawy papierowo-foliowe płaskie i z fałdą - CE, EN 868 ze wskaźnikami do sterylizacji parą, gazem EO i formaldehydem

Rękawy papierowo-foliowe są idealnym opakowaniem dla większych instrumentów. Mocny papier do sterylizacji (70g/m²) jest skuteczną barierą dla drobnoustrojów, przepuszczając jednocześnie powietrze, parę i gazy powstające podczas procesu sterylizacji. Wskaźniki do sterylizacji parą, gazem EO i formaldehydem nadrukowane są na szwie bocznym.

Należy ucinać rękaw z 3-4 cm zapasem na zgrzew dolny i górny. Przy zgrzewaniu części górnej musi zostać ok. 3 cm folii, która będzie służyła do otwierania powstałej torebki. Proszę napełniać ¾ objętości opakowania.



Rękawy papierowo-foliowe płaskie - długość: 200 m

Kod	Nr artykułu	Szerokość cm	Szt. w opak.
2465	4FKFS000632	5	6
2466	4FKFS000638	7,5	4
2467	4FKFS000639	10	3
2525	4FKFS000640	12,5	2
2468	4FKFS000641	15	2
2469	4FKFS000642	20	2
2470	4FKFS000643	25	2
2471	4FKFS000644	30	1
2472	4FKFS000645	38	1
2473	4FKFS000646	42	1

Rękawy papierowo-foliowe z fałdą - długość: 100 m

Kod	Nr artykułu	Szerokość cm	Szt. w opak.
2509	4FKSS000647	7,5 x 2,5	4
2474	4FKSS000682	10 x 5,0	3
2475	4FKSS000683	15 x 5,0	2
2476	4FKSS000763	20 x 5,0	2
2477	4FKSS000773	25 x 6,5	2
2478	4FKSS000775	30 x 6,5	1
2479	4FKSS000779	38 x 8,0	1